

Infectious diseases *Enfermedades infecciosas*

HBsAg


Immunochromatographic tests for the detection of infectious diseases in serum
Tests inmunocromatográficos para la detección de enfermedades infecciosas en suero



www.operon.es - sales@operon.es - Tel.: +34 976 503 597 - Spain



HBs Ag




	Name Nombre	Analyte Analito	Sample Muestra	Sensitivity Sensibilidad	Specificity Especificidad	Stick format	Simple format
NON CE	HBsAg	Hepatitis B	Serum suero	1 ng/ml	>98 %	X	X


Procedure Stick HBsAg
Procedimiento Stick HBsAg



Results / Resultados: 10 min



Procedure Simple HBsAg
Procedimiento Simple HBsAg



Results / Resultados: 10 min

