

STICK cGMP

Test inmunocromatográfico en un solo paso para la detección de glicomacropéptido de caseína (cGMP) en leche.



STICK cGMP


Test inmunocromatográfico en un solo paso para la detección de glicomacropéptido de caseína (cGMP) en leche

El test es muy sensible, lográndose detectar niveles de GMP que podrían indicar adulteraciones del 4% de suero de queso en leche. Incluso, si las condiciones de ordeño, conservación, transporte y procesado son óptimas podría llegarse hasta un 2% ó un 1%.

Ventajas

- ✓ Resultados fiables.
- ✓ Alta sensibilidad.
- ✓ Bandas de diferentes colores. Sin errores en la interpretación de resultados.
- ✓ Fácil de utilizar.
- ✓ Resultados en 5 minutos.
- ✓ Muestra de leche líquida y en polvo.
- ✓ Larga vida útil: 24 meses.
- ✓ Coste de transporte más ventajoso: temperatura ambiente.
- ✓ Rentable.

Procedimiento



Resultados



Negativo



Positivo



Inválido